

## 7. Meten

### 7.1. InBody




#### Inbody 230

De meest compacte Inbody van dit moment, de Inbody 230. Opvouwbaar en dus mee te nemen in de optionele koffer of reistas.




#### Inbody 330

De Inbody 330 is een ideale combinatie van nauwkeurigheid en prijs. Net als de andere Inbody toestellen krijgt u een A4 printout met de resultaten. Uniek aan de Inbody 330 is het oefenprogramma dat aangepast is aan de lichaamssamenstelling van uw cliënt.



#### Inbody 520

De Inbody 520 is een toestel om nauwkeurig de lichaamssamenstelling te bepalen. Dankzij de 8 punts elektrodes en de multi frequency techniek krijgt u een nauwkeurig overzicht dat aan de hand van het duidelijke A4 resultatenblad besproken kan worden met uw cliënten.





### Inbody 720

Inbody 720 is het enige apparaat dat de lichaams-samenstelling weergeeft in 5 segmenten; rond, linker been, rechter been, linker arm, rechter arm. Ook gebruikt de Inbody 720 als enige 6 verschillende frequenties. Visceraal vet en segmenteel oedeem kan alleen door de Inbody 720 worden aangetoond. Dankzij de persoonlijke normaal waarden kunt u uw cliënten snel duidelijk maken hoe zij ervoor staan.



Van alle Inbody modellen is er uitvoerige informatie beschikbaar. U kunt deze bij ons opvragen of nazien op [www.inbody.nl](http://www.inbody.nl). Demonstraties zijn alleen op afspraak mogelijk.

## 7.2. Crom



### CROM

De CROM is een instrument om de cervicale mobiliteit te meten. De bijzondere constructie maakt het mogelijk om eenvoudig en snel zeer betrouwbare en metingen te verrichten. Met de CROM kunt u de latero flexie, extensie, flexie en rotatie meten.

251000